

Lokomat® Nanos



Fonksiyonel Lokomasyon Terapisi

We move you

Lokomat® Terapisi

Balgrist Üniversitesi Spinal Kord Yaralanmaları Merkezi ile yakın işbirliği ile geliştirilmiş olan Lokomat, yürüyüş bozukluğu olan hastaların (eğer bozukluğun sebebi, serebral, spinal, nörojenik, masküler veya kemik ile ilgili ise) yürüme hareketlerine yardım eden, Robotik Yürüme Rehabilitasyon Sistemidir.

Dünya genelinde lider rehabilitasyon merkezlerinde başarı ile uygulanmaktadır

Bu modern terapi yaklaşımı, nörolojik hasarlar ve hastalıklardan muzdarip olan, yatakta tedavi gören hastaların, yürüme fonksiyonlarını geliştirmek için etkili bir tedavi olarak tasarlanmıştır. Bu arada, nörorehabilitasyon alanındaki en son buluşlara göre, etkili bir yürüme egzersizi gerçekleştirmek için, mevcut bütün imkanları kullanmaktadır:

- Özellikle, rehabilitasyonun ilk periyotlarında Lokomat tarafından sağlanan, *normal yürüme ve yeniden üretilebilir yürüme paterni*, çok önemlidir;
- Lokomat tarafından sağlanan *yüksek yoğunluklu egzersizler*, terapi süreçlerinin hızlı ilerlemesine yol açar.
- İyi bir terapi sonucu için motivasyonun önemli olması kadar, *geri bildirim* de motor becerisinin edinilmesinde önemlidir. Lokomat, hastanın mevcut yürüme aktivitesinde, biofeedback sağlar.

Lokomat terapisi, hastaya, terkarlı, etkin ve motive edici yürüme eğitimi sağlar. Tüm bilimsel sebeplerin yanında, hastalara, robotik yürüme ortezi ile yürümeyi sağlayarak, yürüme hissi ve duygusunu geri vererek, onları motive eder.



	Lokomat® Pro	Lokomat® Nanos
Pediyatrik Ortezler	Evet,opsiyonel	Hayır
Gelişmiş Performans Geri Bildirimi	Evet	Hayır
Biofeedback	Evet	Sınırlı
Rehber Güç	Evet	Sınırlı
Egzersiz Programları	Evet	Hayır
Değerlendirme Araçları	Evet	Hayır
Manuel Terapi	Evet	Hayır

Lokomat® Nanos


LokomatNanos, bir koşu bandı üzerinde, lokomasyon terapisini otomatikleştirmek için, temel egzersiz modalitesi sunar, ambulatuar olan ya da olmayan hastalar için, manuel yardımlı terapiye kıyasla, eğitim etkinliğini önemli derecede geliştirir.

LokomatNanos yürüme terapisinin avantajları

- LokomatNanos, robotik yürüme eğitiminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bütün özellikleri içerir.
- Basit fonksiyonallitesi sayesinde kullanımı kolaydır.
- Entegre edilmiş yürüyüş göstergesi, hastanın aktif katılımını motive etmek için, gerçek zamanlı yürüyüş aktivitesini izler.
- Sürekli olarak ayarlanabilir seviyelere sahip, yürüyüş asistanı olan Kılavuz Kuvvet (her bacak için sıfır ile tam seviye Rehber Güç), hastanın birerysel seviyelerini, egzersiz koşullarına adapte etme imkanı verir.
- Kompakt boyutlarıyla, Lokomat ürün hattına yeni eklenmiş olan LokomatNanos yataklı tedavi merkezlerinin yanı sıra, ayaktan tedavi merkezleri için doğru terapi çözümüdür.



	Lokomat® Pro	Lokomat® Nanos
Boyutlar	<p>Boşluk (Uzunluk x Genişlik)</p> <ul style="list-style-type: none">• 325 cm x 155 cm (giriş kapalı)• 350 cm x 214 cm (giriş açık) <p>Yükseklik</p> <ul style="list-style-type: none">• 239 cm ekstansiyon olmadan• 246 cm ekstansiyon ile	<p>Boşluk (Uzunluk x Genişlik)</p> <ul style="list-style-type: none">• 280 x 153 cm (giriş kapalı)• 305 x 212 cm (giriş açık) <p>Yükseklik</p> <ul style="list-style-type: none">• 239 cm ekstansiyon olmadan• 246 cm ekstansiyon ile





İletişim

Uluslararası Merkez

Hocoma İsviçre

Tel. +41 43 444 22 00

E-mail info@hocoma.com

Kuzey Amerika Merkezi

Hocoma USA

Tel. +1 781 792 01 02

E-mail info@hocoma.com

Asya Pasifik Merkezi

Hocoma Singapur

Tel. +65 6513 0580

E-mail info@hocoma.com

Doğu Avrupa Merkezi

Hocoma Slovenya

Tel. +386 41 611 999

E-mail info@hocoma.com

www.hocoma.com

Hocoma, dünya genelinde bir çok satış noktasına sahiptir. Bütün satış noktalarımız, www.hocoma.com.tr adresinde listelenmiştir. Daha fazla sorularınız için, bizimle direkt olarak irtibata geçebilirsiniz.

With the compliments of:

Ürün Feragatnamesi

Tüm Hocoma ürünleri, medikal cihazdır ve kullanıcı el kitabına sıkı sıkıya bağlı biçimde kullanılmalıdır; her hangi bir hata, ciddi personel sakatlıklarına sebep olabilir. Hocoma websitesini düzenli olarak ziyaret etmeniz, şiddetle tavsiye edilir. Mevcut, son bilgiler için (www.hocoma.com/legalnotes). Sorularınız için lütfen Hocoma ile temasa geçiniz.

Yalnızca uzman tıbbi personelin gözetimi altında kullanınız. Fakat, belirli Hocoma ürünleri, evde kullanım için satılmaktadır ve kesinlikle, tıbbi ihtiyaçlarınız hakkında bilgisi olan, tıbbi bakım sağlayıcınızın tavsiyelerine göre kullanmanız gerekmektedir. Uygun ürün tahsisi için, kullanıcı el kitabını ve Hocoma'nın websitesini (www.hocoma.com/legalnotes) ziyaret ediniz. **Tıbbi bakım sağlayıcınızın tavsiyelerine tam anlamıyla uymamanız durumunda, ciddi personel sakatlanmaları ortaya çıkabilir.**

Ürünler, tüm ülkelerde mevcut olmayabilir ve tüm ülkelerin hükümetlerinin düzenleyici kurullarından onay almış olmayabilir. Bilgiler, tıbbi ürünler hakkında detaylar sağlamaktadır. Bu bilgileri okuyan kişinin bulunduğu ülkenin mevzuatları ve kanunları tarafından onaylanmayan her ürün için, hiç bir şey, her spesifik kullanımın bir endikasyonunun her ürününün tanıtımı ya da bir talebi olarak yorumlanmamalıdır.