

# anti-emboli çorapları

## m— thrombixin® climax

16-18 mmHg

Emboldiden korunmak için etkili çözüm.

Güvenilir tromboz koruyucu.

- Ameliyat öncesi, arası ve sonrasında immobilize hastalarda
- Doğumdan hemen önce ve sonra
- Yatağa bağımlı hastalarda kullanılır.

### thrombixin® climax'in

- DVT riskini azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır
- Dizaltı, dizüstü, ve dizüstü bel kemeri olmak üzere 3 farklı modeli bulunmaktadır
- Topukta bası yarası riskini azaltan güçlendirilmiş ekstra yumuşak topuk bölümü (soft heel) vardır
- Metatarsal bölgedeki gözetleme deliği kan dolaşımının kontrol edilmesini kolaylaştırır
- Parmak bölgesindeki antibakteriyel dokuma (antibacterial toe) mantar riskini azaltır
- Kaymayan silikon üstbandı çorabın düşmesini engeller
- Değişik renklerle kodlandırılmış topuk ve baldır bölümünü beden seçimi kolaylaştırır
- Latex içermeyen özel dokuması sayesinde elastik yapısı ile hastaya uyumu yüksektir
- Temizliği ve kullanımını oldukça kolaydır, 95°C'de makinede yıkanabilir
- **thrombixin® climax** Anti-Embolik Çorabı ayak bileğine 18 mmHg, alt baldıra 12 mmHg ve üst baldıra 7 mmHg basınç uygular
- **thrombixin® climax** için beden seçime öncelikler ayak bileği ölçümü ile karar verilir.
- Dizüstü **thrombixin® climax** için 3, dizaltı **thrombixin® climax** için 3 değişik beden seçeneğiniz vardır. Bel kemeri olmayan **thrombixin® climax** için ise yine 3 değişik beden seçeneğiniz bulunmaktadır.

**Kontraendikasyonları:** Arterial bozukluklar, bacaklarda güçlü ödem, pulmoner ödem, sağ karuncık ile ilgili kalp problemleri, bactaktaki lokal enfeksiyonlar.

Beden	Bilek çevresi (cm)	Baldır çevresi (cm)	Renk
S	20-22	48-60	yeşil
M	23-25	56-70	mor
L	26-28	64-80	mavi

Doğru basınç uygulaması, doğru ayak bileği ve baldır ölçümüne bağlıdır.

## m— Varis nasıl oluşur?

Varis, kirli kanı taşıyan toplardamarlarda görülen bir hastalıktır. Ana atardamarlardan vücuttan alt kısımlarına, ayak ve bacaklara giden kan, yerçekimine karşı koyarak kalbe geri dönmek zorundadır.



Kılcal damarlara gelen kanın basıncı çok düşüktür bundan dolayı kanın kalbe dönüşünü kolaylaştırmak için toplardamarlar içinde kapakçıklar bulunmaktadır. Bu kapakçıkların zamanla kapanmaması veya deform olması sonucunda, kan kalbe doğru tam olarak akamaz ve damar içinde göletler oluşur. Bunlar dışarıdan yeşil-mavi olarak görülen şişmiş damarlar olarak fark edilir. Bu da varisli damarların başlangıcını oluşturur.



Görevini yapamaz hale gelmiş bu kapakçıkların, fonksiyonlarını tekrar kazanmaları mümkün değildir. Kapakçıkların çalışmasına yardımcı olabilecek tedavi yöntemlerine başvurulur.

Varis çorabı; varis tedavisinde en kolay uygulanan tedavi yöntemidir. Özellikle yaşlılar ve hamileler gibi ameliyat olamayan, ya da ilaç alamayan hastalarda kullanılabilen tek tedavi yöntemidir.



Varis çorabı, damarları çevreleyen kasları uyararak, damar içinde deform olmuş kapakçıkların çalışmasına yardımcı olur. Bacak çevresinde yarattığı basınçla bacaklardaki kanın kalbe geri dönüşünü sağlar. Varis çorabının görevini yerine getirebilmesi için, doğru ölçüler alınarak verilen varis çorabının kullanılması gereklidir.

Varis çoraplarının uyguladıkları basınç değerleri uluslararası RAL tarafından belirlenmiş değerlerdir.

Class	Bileğe uygulanan basınç (mmHg)
I	18-21
II	23-32
III	34-46
IV	> 49

## m— Varis çorapları nasıl kullanılır?

Varis çoraplarının, sabahları yataktan kalkar kalkmaz giyilmesi ve yataana kadar çıkarılmaması gereklidir.

Varis çorapları her gün yıkanmalıdır, bu şekilde hem hasta uyumu daha yüksek olur, hem de varis çorabının basınç profili değişmez.

Varis çorabının ömrü 6-8 ay kadardır.

Medi Varis Çorapları makinede 40°C'de ve hassas programda yıkanıp, kurutabilir.

# basınçlı destek çorapları



## duomed® CCL 1, CCL 2

- Varis problemleriniz için ekonomik çözümdür
- Duomed'in kullanım kolaylığı sayesinde hasta uyumu yüksektir
- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür
- Bükülgem ve elastik dokuması sayesinde hareketlere kolayca uyum sağlar
- Dokuma özelliği ile ayakları bakteri ve mantarlardan korur
- Diz üstü olanlarda kaymayı önleyen silikon bant kullanım kolaylığı sağlar
- Açık burun seçeneği özel durumu olan hastalarda (şeker hastalarında, mantarı ve ayağında enfeksiyonu olanlarda) hasta uyumunu artırır, burun kısmı çift katlı dokunduğu için ayakta kesme yapmaz.

Model	A - D dizaltı	A - G/SN silikonlu dizüstü	A - T külotlu
-------	------------------	----------------------------------	------------------

Class 1 (18 - 21 mmHg) açık burun kapalı burun	Ürün Kodu		
Class 2 (23 - 32 mmHg) açık burun kapalı burun	V140002-6 V140012-6	V161002-6 V161002-6	V110002-6 V110002-6
	V240002-6 V240012-6	V261002-6 V261002-6	V210002-6 V210002-6

<b>Açık burun</b>	• A-D/dizaltı	• A-T/külotlu
<b>Kapalı burun</b>	• A-G/dizüstü silikon üstbantlı	
<b>5 beden</b>	• A-D/dizaltı	• A-T/külotlu
<b>Ayak Üstbant</b>	• A-G/dizüstü silikon üstbantlı	
<b>S, M, L, XL, XXL</b>		
<b>kapalı burun için:</b>	universal ayak bölümü bütün bedenlere uyar	
<b>silikon üstbant kapalı ve açık burunlu A-G/dizüstü</b>	çorapların hepsinde var	
<b>Renkler</b>	ten rengi	
<b>Özel Ölçüm</b>	özel üretim ile çorap yapılmaz	
<b>Yıkama Önerileri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>makinede 40°C'de hassas programda yıkayın</li> <li>kuru temizleme yapmayın</li> <li>kurutucu ya da açık havada kurutun</li> </ul>	
<b>Malzeme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>beyazlatıcı kullanmayın</li> <li>ütülemeyin</li> </ul>	
	nylon ve likra dokumadır, lateks içermez	

Beden	Sütun ● cB Ayak bileği ölçüsü	Sütun ● cC Alt baldır ölçüsü	Sütun ● cG Üst baldır ölçüsü
	19 - 21 cm	28 - 34 cm	42 - 57 cm
S	22 - 24 cm	32 - 38 cm	48 - 64 cm
L	25 - 27 cm	36 - 42 cm	54 - 71 cm
XL	28 - 30 cm	40 - 46 cm	60 - 78 cm
XXL	30 - 32 cm	42 - 50 cm	65 - 85 cm

Doğru basınç uygulaması, doğru ayak bileği ölçümüne bağlıdır.

## medi swing 16-18 mmHg, 20-22 mmHg



### Bayan Dizaltı

140 denye, 16 - 18 mm Hg

3 beden, 3 renk

siyah, ten 06, ten 08

### Erkek Dizaltı

280 denye, 20 - 22 mm Hg

3 beden, 1 renk

siyah



### Külotlu

140 denye, 16 - 18 mm Hg

5 beden (1-5), 4 renk

siyah, ten06, ten08

### Hamile Külotlu

140 denye, 16-18 mm Hg

4 beden (2-5), 2 renk

siyah, ten

# basınçlı destek çorapları



- Farklı modellerle destekleyici varis çorabı, kullanıcılarına farklı alternatifler sunar
- Dokuma özelliğine göre değişik basınçlarla ihtiyaçlarınıza cevap verir
- 140 ve 280 denye dokumalara sahiptir
- Uyguladıkları basınç, ayak bileğinde 16-18 mmHg ve 20-22 mmHg arasında değişmektedir
- Günlük yaşıtlı süresince şişen ve ağriyan bacaklar için en uygun seçimdir
- Hamilelik öncesi ve sonrasında rahatlıkla kullanılabilir
- Dokumasının esnekliği sayesinde kullanımı oldukça kolaydır
- Uzun süreli seyahatlerde bacak ağrısını azaltmak için giyilebilir
- Renk, beden ve model alternatifleri ile her türlü beğeniye uygun bir çözüm sunmaktadır
- Parlak ve şeffaf örme dokusu ile kullanımı kolay, hasta uyumu yüksektir.

Külotlu / Dizüstü Çoraplar			Dizaltı Çoraplar		Erkek Çorapları	
Beden	Ayakkabı Numarası	Ağırlık (kg)	Beden	Ayakkabı Numarası	Beden	Ayakkabı Numarası
I	36	40 - 50	S	35 - 37	S	38 - 40
II	36 - 38	50 - 60	M	38 - 39	M	41 - 42
III	38 - 39	60 - 70	L	40+	L	43 - 45
IV	39 - 40	70 - 80				
V	40 +	80 +				

Doğru basınç uygulaması, doğru ayak bileği ölçümüne bağlıdır.

# basıncılı varis çorapları



## mediven® elegance

CCL 1, CCL 2

- İnce, şeffaf ve esnek dokusu ile diğer varis çoraplarından çok daha konforludur
- Dünya standartlarında basınç profiline ve örme kalitesine sahip bir varis çorabıdır
- Vücut yüzeyindeki nemî dışarı taşıyarak terleme yapmaz, bu özelliği ile de yaz aylarında varis çorabı kullanımını kolaylaştırır
- Özellikle yaşlı ya da kilolu hastalarda esnekliği sayesinde kullanımının kolay olması hasta uyumunu arttırmır
- Renk alternatifleri ile her türlü beğeneye cevap verir
- Diz üstü çoraplarda bulunan silikon bant çorabın kaymasını önlüyor
- 7 bedeni olması doğru basınç ve doğru tedaviye ulaşılması için en iyi koşulları yaratır
- Öko-tex standart 100'e göre üretilen hipoalerjik bir ürünüdür
- Tedavinin başarıyla sonuçlanması için hastanın ölçülerine uygun varis çorabını kullanması gerekmektedir
- Özel ölçü alınması ile kişiye özel çorap üretilebilir.

Model	A - D dizaltı	A - G/SN silikonlu dizüstü	A - T külotlu	A - T/U hamile külotlu
Class 1 (18 - 21 mmHg)	185	189	191	193
Class 2 (23 - 32 mmHg)	285	289	291	293

<b>Uzunluk</b>	A-D/dizaltı, A-G/dizüstü, A-T/külotlu ve A-T/U hamile külotlu için kaplı burun için: universal ayak bölümü bütün bedenlere uygun silikon üstbant her renk dizüstü çorap için
<b>Ayak</b>	
<b>Üstbant</b>	
<b>Renkler</b>	ten (0), siyah (5)
<b>Özel Ölçüm</b>	özel sipariş ile ölçünüz uygun çorap yapılır

Beden ölçüleri mediven plus ile aynıdır (bakınız 5. sayfa)



**smartex**  
S I S T E M

## mediven® plus

CCL 3

Yüksek basınç, yüksek kalite!

- Kaliteli ve sağlam dokuması ile varis çorabı ihtiyacınız için konforlu ve kaliteli bir çözümüdür
- Clima Comfort özelliği ile vücut yüzeyindeki nemî çorabın dışına taşırı, böylece terleme sorunun önune geçilmiş olur
- Dokumasının çoraba verdiği elastikyet ile varis çorabını giyip çıkarmak çok kolaydır
- Dikiş noktalarının dayanıklılığı sayesinde esnekliğinden ve sağlamlığından hiç bir şey kaybetmez
- Kaymayı önleyen silikon üst bant sayesinde gün boyunca rahatlıkla kullanılabilir
- Kaplı burunlu olanlarda bulunan antibakteriyal burun dokuması ile daha temiz ve daha rahattır
- Açık burunlu olanlarda ayağı çevreleyen dokumanın yumuşaklığını kullanımı kolaylaştırır, kesme yapmaz
- Topuk bölgesi gerilimden ve vücudun baskısından dolayı basıncından ve elastikyetinden bir şey kaybetmez
- Siyah ve bej renkleri ile farklı isteklere cevap verebilir
- Özel ölçü alınması ile kişiye özel çorap üretilebilir.

Model	A - D dizaltı	A - G/SN silikonlu dizüstü	A - T külotlu
Class 3 (34 - 46 mmHg)	401	400	409

Beden	Tüm Çoraplar	Dizaltı Çoraplar	Dizüstü, Külotlu, Hamile Külotlu Çoraplar
	Ayak Bileği Ölçüsü (cm)	Alt Baldır Ölçüsü (cm)	Üst Baldır Ölçüsü (cm)
I	18 - 20	27 - 33	43 - 57
II	20 - 22	29 - 36	45 - 62
III	22 - 24	32 - 39	49 - 67
IV	24 - 26	34 - 42	53 - 72
V	26 - 28	36 - 45	56 - 77
VI	28 - 30	38 - 48	60 - 81
VII	30 - 32	40 - 50	64 - 85

Doğru basınç uygulaması, doğru ayak bileği ölçümüne bağlıdır.

# basıncılı varis çorapları

