

Riester

AeroChamber
Plus Flow-Vu ANTI-STATİK

medi baby

 mesilife

charder

AND

ChoiceMMed™

TANSİYON ALETLERİ

NEBULİZATÖRLER

ORTOPEDİ ÜRÜNLERİ

 MESİTAŞ

Mesitaş Medikal Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.

MEDİKAL ÜRÜNLER

BANYO BASKÜLLERİ

BOY ÖLÇERLER

Tansiyon Aleti UA-611

Kolay
Kullanım



- Tek tuş özelliği
- 30 Hafızalı
- Klinikçe onaylı
- Yumuşak manşet
- Tansiyon sonuç sınıflandırması gösterimi

Tansiyon Aleti UA-1020

Yetişkin
Genç Çocuk



- 17 - 32 cm ince, normal manşet
- Üçlü averaj özelliği
- Ayarlanabilir basınç özelliği
- 90 ölçümlük hafıza ve ortalama özelliği
- Klinikçe onaylı
- Düzensiz nabız atışı gösterimi
- Tansiyon sonuç sınıflandırması gösterimi
- Taşıma ve saklama çantası

Tansiyon Aleti UA-651 SL

Yarı
Geniş Manşet



- 23-37 cm yarı geniş manşet
- 30 ölçümlük hafıza ve ortalama özelliği
- Klinikçe onaylı
- Düzensiz nabız atışı gösterimi
- Tansiyon sonuç sınıflandırması gösterimi

Tansiyon Aleti UA-511

Ultra
Küçük



- Ultra hafif dizayn
- 30 ölçümlük hafıza ve ortalama özelliği
- Klinikçe onaylı
- Düzensiz nabız atışı gösterimi
- Tansiyon sonuç sınıflandırması gösterimi
- Taşıma ve saklama çantası

Tansiyon Aleti UA-705

Yarı
Otomatik



- 1 adet AA pil ile çalışma
- Yarı otomatik purlu
- 30 adet hafıza
- WHO tansiyon sonuç sınıflandırması

Tansiyon Aleti UM-211

- Çift ölçüm modu (Oskültasyon ve osilometrik)
- Taşıma için tutma yeri ve manşet tutacağı
- Dayanıklı kasa dizayn
- Çocuktan genişçe değişik manşet ebatları (manşetler opsiyonel)
- Arka aydınlatmalı geniş LCD ekran
- Şarj edilebilir pil (tam şarjlı 300 ölçüm)
- Ayarlanabilir basınç (AUTO/220/250/280)
- Düzensiz kalp atışı (IHB) göstergesi
- Oda sıcaklığı göstergesi



AND Adaptör

- 6 volt üst kol tansiyon aletleri için opsiyonel adaptör



Tansiyon Aleti HL868ED

Klinikçe Onaylı

- Üst Kol Tipi Dijital Tansiyon Aleti
- 23-43cm Normal ve Geniş Kollara uyumlu manşet
- Tek3x40 toplam 120 hafıza, 3 kullanıcı için
- Düzensiz Nabız Atışı Gösterimi
- Tansiyon Sonuç Sınıflandırması
- Tek Tuş özelliği



Tansiyon Aleti HL868ZB

Klinikçe Onaylı

- 40x3 (kullanıcı) toplam 120 hafızalı
- Son 3 ölçümün ortalama gösterimi
- WHO Tansiyon sonuç sınıflandırması
- Düzensiz nabız atışı gösterimi
- Tarih saat özelliği, Taşıma Çantası
- Klinikçe onaylı



Mesilife HL858DK

- AFİB gösterimi
- 3 (kullanıcı) x 40, toplam 120 hafızalı
- Düzensiz Nabız Atışı Gösterimi
- WHO tansiyon sonuç sınıflandırması
- Tek Tuş özelliği, ortalama özelliği
- Klinikçe Onaylı, 2 yıl garantili



Güvenebileceğiniz Tansiyon Aleti
Klinikçe Onaylı

Mesilife HL158RA

- Bilekten ölçer Dijital Tansiyon Aleti
- 3 (kullanıcı) x 40, toplam 120 hafızalı
- Düzensiz Nabız Atışı Gösterimi
- WHO tansiyon sonuç sınıflandırması
- Tek Tuş özelliği, ortalama özelliği
- Şık kasa dizaynı, 2 yıl garantili



Mekanik Tansiyon Aleti 2001 - 3001

Stetoskop ile Birlikte

- 0-300 mmHg'lik gösterge
- Dayanıklı diyafram ve mekanizma
- Fermuarlı özel taşıma ve saklama çantası
- Yapıştırma demirli manşet
- Stetoskop ile birlikte



Stetoskop HS-30A

- Alüminyum kafa
- Ayarlanabilir çatal yönü
- Tansiyon için tek taraflı kutulu



Kompresörlü Nebulizatör BR-CN118

24 Saat Çalışma



- 24 saat çalışma özelliği
- 2,5 bar basınç
- Hızlı inhalasyon
- Kolay taşınabilir

Kompresörlü Nebulizatör BR-CN116

- 2,5 bar basınç
- Hızlı inhalasyon
- Dayanıklı kompresör
- Kompakt tasarım
- En yüksek ilaç alımı



Cep Tipi Nebulizatör HL-100A

Cep Tipi Nebulizatör



- Cep boyutundadır ve taşınması kolaydır
- Düşük enerji tüketimi ve düşük rezidüel (arta kalan) ilaç hacmi
- 2 adet kalem pille çalışma
- 85 gr (piller hariç)
- Yatarken kullanım imkanı
- Sessiz çalışma
- Opsiyonel adaptör

Kompresörlü Nebulizatör BR-CN126

- 2,5 bar basınç
- Çocuklar için özel tasarım
- Hızlı inhalasyon
- Dayanıklı kompresör
- Kompakt tasarım



Çocuklar için Özel Tasarım

MESİLİFE BR-SM153 Aspiratör



- 1000 ml sıvı Haznesi
- Özel Şık kasa dizaynı
- Basıncı ayarlanabilir
- Yaklaşık 500-550 mmHg emme basıncı
- Çocuk ve Yetişkinine uyumlu

Aspiratör 7E-A



- Yaklaşık 600 mmHg ters emiş gücü
- Ayarlanabilir Emiş gücü Özel Çift Piston teknoloji ile kesintisiz emiş gücü
- Özel basınç manometresi
- Ergonomik tarasım 2 yıl garanti

MESİLİFE HD - 1353



- Ayarlanabilir Nem Yoğunluğu
- Koku için Özel Hazne
- 3,5 Lt. su Tankı Kapasitesi
- Ortalama 300ml/saat Buhar Çıkışı
- Dönebilen Buhar Çıkış Kafası
- Şık Dizayn

MESİLİFE NEFES AKIM ÖLÇER

- Rahat okunabilir gösterge
- Kolay sıfırlanabilir gösterge
- 50-800L/dk BTPS ölçüm kapasitesi
- 720L/Dk da 0.00384KPa/L/Dk. en yüksek direnç
- ABS plastik ana gövde



İnsülin Taşıma Çantası YBH-2113

- Çift taraflı özel soğutma sistemi
- Koruyucu sert dış kasa
- 12 saate kadar tam etkili soğuk tutma
- Yüksek kalite material
- Özel tasarlanmış iç bölme



Alarmlı İlaç Saklama Kabı PFT-54

- 4 bölmeli ilaç haznesi
- Saat fonksiyonu
- 8 adet bağımsız alarm
- Kapaklı küçük kasa
- Tek tuşla alarm hafızası



Bebek Kamerası JLT-8035

- Bebek monitörü
- Gece görüşlü yüksek çözünürlüklü kamera ve LCD ekran
- Açık alanda 300 m'ye kadar çekim kapasitesi
- Sağa, sola, yukarı ve aşağı el ünitesi ile uzaktan kumandalı hareket edebilen kamera
- Ses ile otomatik açılan el ünitesi
- Oda sıcaklığı gösterimi
- 3 farklı ninni



Lenf Ödem Cihazı PT-1002

- Basınç yaparak ödemelerin geçmesine yardımcı olur
- Çift bacak manşeti ile bacaklara aynı anda tedavi imkanı
- Sağlık ve terapili çift mod
- 20 - 250 mmHg'lik basınç, 10, 20, 30 dakikalık döngüler
- 30 wat güç tüketimi
- Değişik manşet ebatları (10 cm lik genişletme aparatı " opsiyonel ")
- Yüksek kalite motor ve bacak manşeti



Oda Isı - Nem Ölçer DT322 / E-0109C

- Isı ve nem ölçme özelliği
- Saat fonksiyonu
- Hafızalı
- Geniş LCD ekran
- Nem yorumlu
- Isı ve nem ölçme özelliği
- Saat fonksiyonu
- Hafızalı
- Geniş LCD ekran
- Nem yorumlu



Buzdolabı Derecesi TT15

- Buzdolabı derecesi
- 10 saniyelik döngüde ölçüm
- En düşük derece hafızası
- En yüksek derece hafızası
- -49,9 °C, +69,9 °C ölçüm aralığı
- Suya dayanıklı
- Kendinden miknatıslı



Havalı Yatak Boru Tipi

- 90x200 cm kulaklı yatak ölçüsü
- 100 - 115 mmHg basınçlı
- 0.3 - 0.4 mm kalınlık
- 10 W motor gücü




Havalı Yatak Baklava Tipi

- 90x200 cm kulaklı yatak ölçüsü
- 100 - 115 mmHg basınçlı
- 0.3 - 0.4 mm kalınlık
- 10 W motor gücü



Temassız Ateş Ölçer DT-8806

Temassız
Ateş Ölçer



- Alından temassız ateş ölçer
- 1 - 10 cm mesafeden ölçüm imkanı
- 32 adet hafıza
- Işıklı LCD ekran
- Ayarlanabilir alarm limitleri
- Vücut ve yüzey sıcaklık ölçümü
- 1 saniyede ateş ölçüm imkanı



Temassız Ateş Ölçer TH-06F

Temassız
Ateş Ölçer



- Vücut ve Yüzey Ölçümü
- 1-5 cm arasından ateş ölçümü
- 25 adet hafıza
- 34-42.2 C° arası vücut sıcaklık Ölçümü
- -22 C° ila +80 C° arası yüzey ölçümü
- Mini dizayn

Kulaktan Ateş Ölçer THP59J



Prob Yükleyici
(Opsiyonel)



- Klinikler için özel dizayn
- Dayanıklı prob ucu
- 100.000 kez kullanılabilen uç kısım
- Prob takma uyarısı
- Yüksek Ateş Alarmı
- 1 sn.'de ateş ölçümü

Kulaktan Ateş Ölçer TH859SJ

- Rahat Kullanım için Küçük prob ucu
- Prob çıkartma butonu
- 9 adet hafızalı
- Geniş LCD ekran
- 1 sn.'de ölçüm
- Yüksek ateş alarmı



10 Adet
Prob Hediye

Dijital Derece ECT-01 Dijital Derece ECT-6A

- Dijital beden derecesi
- Son ölçüm hafızalı
- Sesli uyarı
- Ağız, koltuk altı ve rektalden ölçüm alabilme özelliği



- Esnek uçlu son ölçüm hafızalı
- Taşıma ve saklama kabı
- Değiştirilebilir pil
- Sesli uyarı



Bluetooth Derece T1

- Sürekli ateş ölçüm imkanı
- Akıllı cihazlardan sürekli ateş takibi
- Özel programı ile kolay ayarlanabilen alarm
- Grafikselsel hafıza
- Özel yapışkanlı çift taraflı ped ile yapıştırma



MESİLİFE Leyu 2

- Temassız Ateş Ölçer
- Vücut ve Yüzey ölçüm Modu
- Ultra Mini Dizayn
- 35°-42°C arası Vücut ölçümü
- 0-60°C arası Yüzey ölçümü
- Isıya göre ışık rengi



Vasküler Dopler BV-520T



- Vasküler dopler
- Arterden venousdan kan akışını tespit eder
- Şarjlı lithum batarya
- LCD ekranından dalga formunu, ortalama kan akış durumunu
- PK, MN, HR ve SD eş zamanlı olarak gösterir

Fetal Dopler BF-500D Plus



- Fetal Dopler
- Mavi ışıklı LCD ekran
- 2.0 Mhz'lik geniş ağızlıklı prob
- FHR anormal olduğunda alarm fonksiyonu
- 270 gr belde askıda taşınabilir
- 12 haftadan büyük fetusların FHR, FHR sinyali, batarya durumu, ses seviyesini ve alarm durumunu gösterir

EKG Cihazı ECG-9012



- 12 kanallı EKG
- Ekranda 12 lead gösterimi
- 18 bit/1000 hz çözünürlük
- AC, EMC filtresi
- Anti Drift sistemi
- Yorumlu

EKG Cihazı ECG-923 A



- 6 kanallı EKG
- Ekranda 12 lead gösterimi
- 18 bit/1000 hz çözünürlük
- AC, EMC filtresi
- Anti Drift sistemi
- Yorumlu

EKG Cihazı ECG-901 A



- 1 kanal EKG
- Ekranda 12 lead gösterimi
- 18 bit/1000 hz çözünürlük
- AC, EMC filtresi
- Yorumlu
- Dahili şarjlı batarya

EKG Cihazı ECG-903 A



- 3 kanal klinik tipi EKG cihazı
- Geniş LCD ekran
- Hassasiyet ayarları
- Lityum batarya
- Yorumlu
- Özel dizayn dağılmayan kablo seti
- Ayarlanabilir ekran ve yazıcı parametreleri

El Tipi EKG Cihazı MD-100E

- 1 kanal EKG
- El tipi taşınabilir EKG cihazı
- 30 saniyelik EKG çekimi
- Kablosuz jelsiz kullanım imkanı
- Renkli LCD ekran
- 2 AA pil ile 500 ölçüm
- EKG dalga formu, kalp atımı gösterimi ve yorumu



Led Laringoskop 3-150



- 2.5 Volt led aydınlatma
- Krom kaplı handle, paslanmaz çelik bladeler
- 2, 3, 4 nolu eğri bladeler
- Ekonomik model
- Özel plastik taşıma ve saklama kutusu

Cerrahi Set PAZ-17.11 / Refleks Çekici 1-350

- Özel taşıma ve saklama çantası
- Bitrü sapı, portegü
- Masquto, Cerrahi makas
- Doku makası, klemp, dişli penset



- Çift taraflı
- Krom kaplı metal gövde
- Fırçalı ve iğneli



Elektrikli Süt Pompası LY-106



Yedek Aksesuarlar

- Elektrikli süt pompası
- Ayarlanabilir emiş gücü ve emme sıklığı
- Adaptörlü ve pille çalışma özelliği, otomatik mod değişimi
- Bisphenol içermeyen biberon kısmı
- Motor ve biberon birlikte kullanım, üstten ayarlı rahat kullanım
- Yedek Aksesuarlar

Manuel Süt Pompası LY-107



Manuel Emiş Gücü

- Manuel süt pompası
- Manuel kullanım
- Ayarlanabilir emiş gücü
- Manuel emiş gücü
- Bisphenol içermeyen biberon kısmı
- Kolay kullanım

Topuk Temizleme / TC-805



- Topuk temizleyici
- 4 pille çalışma
- Dayanıklı Motor
- Yedek başlık
- Fırça ve koruma kapağı
- Ergonomik tasarım

Led / Standart Aydınlatmalı Göz Feneri

- Led / Standart aydınlatmalı
- Alüminyum gövde
- 2 adet AAA pil (dahil)
- Değişik kasa dizaynları
- Cep klipsi



Oda Hava Temizleme Cihazı CF-8400

- Oda hava temizleme cihazı
- 20 - 40 m2 odalar için
- Hepa ve karon filtrelili
- UV filtrelili (opsiyonel)
- Dokunmatik panel, şık dizayn



Oda Hava Temizleme Cihazı CF-8600

- Oda hava temizleme cihazı
- Filtrelili temizleme sistemi
- Hepa ve karon filtrelili
- UV filtrelili
- Syonizerli, dokunmatik panel
- 50 m² odalar için



Dijital Banyo Baskül BY-810




- 200 kg kapasite
- Banyo baskülü
- Özel cam platform
- 50 gr aralıklı
- Direkt açılma özelliği

Kadranlı ve Dijital Cam Baskül DB 8278

- Analog ve dijital ekran
- Yeni nesil dizayn
- 180 kg kapasite
- 100 gr aralıklı
- Alarm fonksiyonu
- Arka aydınlatmalı ekranlar
- Direkt tartım imkanı
- Düşük pil uyarısı



Dijital Banyo Baskül DB 5608



- Ultra ince dizayn
- 180 kg kapasite
- 100 gr aralıklı
- Direkt tartım imkanı
- Şık tasarım

Mekanik Baskül DT-05

- Mekanik tartı
- 160 kg kapasite
- 1 kg aralıklı
- Krom kaplı metal gövde
- Rahat okunabilir geniş ekran



Mekanik Boy Ölçerli Baskül JSA 180



- Mekanik tartı
- 180 kg kapasite
- 1 kg aralıklı
- Rahat okunabilir geniş ekran
- Hassas mekanizma
- Büyük ekran
- Geniş ayak basma yeri
- Boy ölçer ile birlikte

Radyolu Adımsayar P-010

- Radyolu adımsayar
- 12/24 saat fonksiyonu
- 7 günlük hafıza
- Yürüme, koşma hız gösterimi
- Hedef adım sayısı gösterimi
- Egzersiz süresi gösterimi
- Rahat ekran okuma



Jogging Adımsayar JP-600



- 3D sensörlü jogging adımsayar
- Koşu ve yürüyüş adımsayar
- Adım, mesafe ve kalori gösterimi
- Hafıza fonksiyonu
- Yürüme, koşma hızı ve süresi gösterimi

Yürüyüş Tipi Adımsayar JP-450

- 3D adımsayar
- Yakılan kalori gösterimi
- 7 günlük hafıza
- Yürünen adım, hız ve mesafe gösterimi



Boy Ölçer G06B



- 200 cm kapasiteli
- 1 mm aralıklı
- Duvar tipi
- Kolay kullanım
- Kolay kurulum

Boy Ölçer MST-200



- Tartıya yada duvara monte boy ölçer
- 60-200 cm kapasiteli
- 1 mm aralıklı
- 35x940x23 mm ölçülerinde

Baş Ölçer MEZURA SW-609



- 150 cm kapasiteli
- 1 mm aralıklı
- Sabitleme özelliği
- Tek tuşla sarma
- Bel klipsi
- Ergonomik tasarım

Taşınabilir Boy Ölçer 13539



- Taşınabilir boy ölçer
- 12-205 cm kapasiteli
- 1 mm aralıklı
- 1.9 kg ağırlığında
- Kolay montaj ve demontaj

Bebek Boy Ölçer HM 80 P



- Mekanik bebek boy ölçer
- 10-80 cm ölçüm aralığı
- 1 mm aralıklı
- 700 gr ağırlık
- Parçalara ayrılabilir

Bebek Boy Ölçer HM 80 D



- Dijital bebek boy ölçer
- Taşınabilir boy ölçer
- Özel taşıma çantası
- 35-80 cm kapasiteli
- 1 mm aralıklı
- Geniş LCD ekran

Yetişkin Dijital Boy Ölçer HM 200 D

- Dijital Boy ölçer
- 120 - 200 cm ölçüm aralığı
- 1 mm aralıklı
- 2 yıl garantili



Klinik Tipi Tartı Boy Ölçerli Terazi MS 3400



- Boy ölçer
- 300 kg kapasiteli
- 100 gr aralıklı
- Şarj edilebilir pil / adaptör
- BMI, dara, sabitleme

Klinik Tipi Tartı Boy Ölçerli Terazi MS 4900

- Class III
- 300 kg kapasiteli
- 200 - 500 gr hassasiyetli
- Adaptör / Pille kullanım (piller opsiyonel)
- Yazıcıya bağlanabilme (yazıcı opsiyonel)
- BMI fonksiyonu



Stand Tipi Tartı MS 2501



- Standart tartı
- Ayakta tartılma imkanı
- 300 kg kapasite
- 100 gr aralıklı
- Class III



Sandalye Tipi Tartı MS 5410

- 300 kg kapasiteli
- Class III
- 100 gr aralıklı
- Şarj edilebilir pil / adaptör
- Yazıcıya bağlanabilme (yazıcı opsiyonel)
- BMI, sabitleme, dara



Platform Tipi MS 3800



- Yer tipi özel platform
- 300 gr kapasiteli
- 100 gr aralıklı
- Tekerlekli sandalye ile tartılma imkanı

Yatak Tartısı Yatan Hasta Tartısı MS 6000

- 500 kg kapasiteli, 200 gr aralıklı, Class III
- 10 adet yatak ağırlık hafızası, elle dara alma imkanı
- BMI fonksiyonu, yazıcıya bağlanabilme (yazıcı opsiyonel)



Bebek Terazisi MS 4200



- Class III
- 20 kg kapasiteli
- 5g < 10 kg > 10 g
- Sabitleme, dara
- Adaptör/pil (piller opsiyonel)



Bebek Terazisi MS 3500

- 20 kg kapasiteli
- 10 g
- Adaptör / pil (piller opsiyonel)
- Kg, LB, On, Off, Dara



Pulseoksimetre MD300C5 Pediatrik



- Çocuklar için
- parmak tipi pulseoksimetre
- 6 yönlü renkli OLED ekran
- Otomatik kapanma
- Düşük güç tüketimi
- 2 AAA pil ile kullanım

MD300C9223 / MD300CN310

- Yetişkin ve küçük erişkin parmaklara uyumlu
- Oled yüksek çözünürlüklü ekran
- Ayarlanabilir ekran parlaklığı
- Değişik yönlere dönebilen ekran
- 5 kişilik hafıza

- Parmak Tipi
- Yetişkin ve Küçük erişkin parmaklara uyumlu
- 2 renkli Yüksek çözünürlüklü ekran
- Ayarlanabilir Ekran parlaklığı
- Değişik yönlere dönebilen ekran



Pulseoksimetre MD300C316



- Dahili şarjlı pil
- Ayarlanabilir sesli ve titreşimle alarm
- Bilgisayar bağlantısı
- Özel bilgisayar bağlantı programı
- 6 yönlü OLED ekran

MD300 C29 / MD300 C61

- Yetişkin ve küçük erişkin parmaklara uyumlu
- 2 renkli yüksek çözünürlüklü ekran (C29)
- Ayarlanabilir ekran parlaklığı (C29)
- Değişik yönlere dönebilen ekran (C29)



Pulseoksimetre MD300CL37



- OLED ekran
- 4 yönlü ekran yönü
- 33 gr hafif kolay kullanım
- Düşük güç tüketimi
- 2 adet AAA pil ile çalışma
- SpO2, nabız ve nabız barı gösterimi
- Otomatik açılma kapanma
- ekran yönü değişimi

Pulseoksimetre MD300M

- Renkli LCD ekran
- Opsiyonel şarj seti
- Bilgisayar bağlantısı (program ve kablo dahil)
- 127 hastanın 72 saatlik veri kaydı
- Ayarlanabilir alarm ve nabız değerleri
- Yeni doğandan yetişkine değişik prob seçenekleri (problar opsiyonel)



Pulseoksimetre MD300 K2



- El tipi pulse oksimetre
- Oled ekran, SpO2, nabız ve nabız barı gösterimi
- ayarlanabilir alarm limitleri
- Bilgisayar bağlantısı
- Adaptörle kullanım imkanı
- Yetişkinden yeni doğana değişik problemlerle kullanabilme imkanı
- 2 yıl garanti

Pulseoksimetre MD300W

- Bilek tipi özel dizaynı pulseoksimetre
- uykuda kullanım imkanı
- 10 hasta kaydı, bilgisayar bağlantısı
- Düşük güç tüketimi
- 1 AAA pille çalışır
- Geniş LCD ekran
- 2 Yıl garanti



Hasta Başı Monitörü M12



- 12.1 TFT ekran, Şarjlı batarya
- 13 çeşit aritmi analizi
- 300 sn ECG dalga formu islemesi
- 100 adet alarm oy kaydı
- 72 saatlik NIBp, SpO2, HR, ST data kaydı
- Ekranda 9 dalga formunun izlenmesi
- Dijital sistemli ayarlamalar
- Opsiyonel Dual IBP, Et-Co2, yazıcı, Türkçe menü

Pulseoksimetre MD2000A

- Taşınabilir dahili ya da harici güç kaynağı seçimi
- Klinik tipi pulseoksimetre
- Ayarlanabilir alarm limitleri
- Geniş kullanım alanı
- Kolay okunabilir LED ve LCD ekranı
- Opsiyonel: Dahili yazıcıdan çıkış alabilme
- Opsiyonel: Değişik prob seçenekleri



VITAL SIGN MONITOR

Maskeli Turuncu 0 - 18 Ay

- Antistatik iç yüzey
- Sadece soluma ile açılan valf teknolojisi
- Bebekler için özel maske



Yetişkin Küçük Maskeli

- Yetişkinler için küçük özel maske
- Antistatik iç yüzey
- Nefes sayabilme özelliği
- Sadece soluma ile açılan valf teknolojisi
- Yetişkinler için özel maske



Maskeli Sarı 1 - 5 Yaş

- Antistatik iç yüzey
- Sadece soluma ile açılan valf teknolojisi
- Çocuklar için özel maske



Aerobika Solunum Terapi Cihazı

- Solunum fizyoterapisinde yardımcı
- KOAH - AMFİZEM, KRONİK ASTİM, KRONİK BRONŞİT tedavisinde yardımcı
- 5 kademeli sertlik ayarı
- Bulaşık makinasında yıkanabilir



Mavi Maskeli +5 Yaş

- Antistatik iç yüzey
- Sadece soluma ile açılan valf teknolojisi
- Yetişkinler için özel maske



Aero Trach

- Antistatik iç yüzey
- Sadece soluma ile açılan valf teknolojisi
- Üniversal adaptör
- Trakeostomi hastaları için



Mavi Ağzılıklı +5 Yaş

- Antistatik iç yüzey
- Sadece soluma ile açılan valf teknolojisi



Ombra-Aeroclipse Nebulizator

- 3 bar basınç
- Özel nefesle çalışan ilaç haznesi
- Nefesle çalışma ve sürekli kullanım modu



pen-scope / e-scope



- Cep tipi set
- 2 adet kalem pille çalışma
- Otoskopta direkt ve fiberoptik seçenekleri
- Değişik aparatür seçenekleri

- Cep tipi set
- LED'ten standarta değişik aydınlatma seçenekleri
- 2 adet kalem pille çalışma
- Otoskopta direkt ve fiberoptik seçenekleri
- Oftalmaskopta renkli filtre ve değişik aparatür seçenekleri



DUVAR SETİ

- Ri-Former duvar tipi otoskop oftalmaskop seti
- 3.5 volt xenon / led aydınlatma seçenekleri, Oftalmaskop 7 farklı aparatür ve bunları yeşil, mavi ve mat beyaz olarak izleyebilme imkanı
- Özel spekülüm kutusu (opsiyonel özel tansiyon aleti ve ateş ölçer) L3 modelinde 89 adet düzeltme lens
- Fiberoptik otoskop



ri-scope



- Otoskop oftalkop
- LED'ten xenon'a değişik aydınlatma seçenekleri
- Işık şiddeti ayarlanabilir
- Değişik şarj seçenekleri
- Otoskop için direk aydınlatmadan fiberoptiğe değişik seçenekler

ECONOM 2050

- Dünyanın en ünlü, ekonomik fiyatlı diagnostik seti.
- 2.7 V standart aydınlatmalı
- Nikel krom kaplama metal otoskop başlığı, 2 adet lens
- Pneumatik otoskop için konektör, 2, 3 ve mm steril edilebilir spekülümler
- May-ophtalmoscope head: 0 ve +20 ve 0 ile - 20 diopteri seçeneği
- Işık taşıyıcı: krom kaplama gövde. 2.7 V ampül ile
- Abeslang tutucu: Krom kaplama



ALIN AYNASI 6073

- 55 mm'lik ayna ile pilli bağımsız kullanım
- Beyaz LED ampüllü, 15.000 - 20.000 saat ampül ömrü
- Çok hafif pilsiz sadece 209 gr
- Cr123 ve AAA boyutlu pilleri şarjlı olarak kullanma veya alkalın pilli direk olarak kullanma imkanı (seçenekler opsiyonel)



ALIN AYNASI 6091

- Kablosuz bağımsız kullanım.
- 6 voltluk beyaz LED aydınlatma
- 5.000 saat ampül ömrü, tek şarjla 90 dk. kullanım imkanı
- Tek pil yuvasında AAA (Alkalın) CR123 lityum ve AAA (Şarjlı PİL) kullanma imkanı
- Boş ağırlık 210 gr
- Flexible hafif odaklı kafa, şarj aleti ile birlikte



MUAYENE LAMBASI



- 6 volt LED lamba
- Düşük ısınma ve güç tüketimi
- Işık şiddeti ayarlanabilir rehostalı açma kapama anahtarı
- Esnek antistatik gövde kolayca ayarlanabilir
- Avrupa menşeli
- 2 yıl garantili

LARİNGASKOP

- Yeni doğandan yetişkine değişik modelleri
- Tüm bladeler numaraları mevcut
- Standart yada fiber optik modelleri mevcut
- 2,5 volt xenon aydınlatma, özel taşıma ve saklama kutusu
- LED'ten xenon'a değişik ampul seçenekleri
- 134° derecede oktavlanabilir, opsiyonel şarjlı yapma imkanı



STETOSKOP Kardioloji



- Kardioloji için özel dizayn
- Paslanmaz çelikten tanbur kısmı
- Yüksek akustik için çift kanallı hortum
- Ses kalitesi için tam mühürleyen zeytinler
- Çift diyaframlı

STETOSKOP Dahiliye

- Genel amaçlı dahiliye stetoskobu
- Yenidoğan, çocuk ve yetişkin modelleri mevcuttur
- Yüksek kalitede çift taraflıtanbur
- Kulağı tam mühürleyen zeytinler



R1 Shockproof / Pirecisa N Shock proof



- Anti şok tansiyon aleti
- 120 cm'den düşmeye darbeler dayanıklı
- Çift bileşimli ASB kasa, özel tasarım membran ve membran yatağı
- Tek çıkış çıkışlı metal konnektör yatağı



- Geniş ekran
- Darbelere dayanıklılık için sabitlenmiş diyafram
- Darbeler için özel koruma kaplaması
- Rahat kullanım

1341 Mekanik Tansiyon Aleti

- El tipi klinik model tansiyon aleti
- Nikel krom kaplı metal gövde.
- Bakır berilyum diyafram
- Kancalı manşet
- Kolay takılabilen çift hortum
- 49 mm çapında manometre
- Puarı kolay kavrayabilmek için paslanmaz puar kaşığı
- 2 yıl garanti



Dijital Tansiyon Aleti



- Üst kol tipi tansiyon aleti
- Klinik tipi
- Manuel ve dijital ölçüm sistemi
- Duvar tipi, tekerlekli ve seyyar modelleri mevcuttur
- Çocuktan geniş yetişkine değişik manşet seçenekleri
- Geniş LED ekran, kolay kullanım



BİGBEN Tansiyon Aleti 1458

- BIGBEN duvar tipi mekanik tansiyon aleti
- Geniş ekran 0-300 mmHg basınç aracı
- Ambulanslarda kullanılabilir
- 3 metre uzayan spiral hortum



RVS-100 / 200



- HBYS uyumlu, Hasta ID'li
- Dokunmatik ekran
- Tansiyon SpO2, Ateş Ölçer
- Barkod okuyucu
- Otoskop/Opftalmaskop seti

KULAKTAN ATEŞ ÖLÇER

- IR kulaktan ateş ölçer
- 12 adet hafıza
- 0 - 100° arası ölçüm aralığı
- problu kullanıma uygun
- El tipi yada duvar tipi modelleri mevcut



Riester

AeroChamber
Plus **Flow-Vu** ANTI-STATİK

medi *baby*

 **mesilife**

charder

AND

ChoiceMMed™

 **MESITAŞ**

Mesitaş Medikal Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sokak No: 4 D Blok Kat: 1 Ambarlı - Avcılar / İSTANBUL
Tel: (0 212) 529 98 29 - 530 43 73 • Fax: (0 212) 589 11 49 • info@mesitas.com.tr • www.mesitas.com.tr