

CASCADE CASCADE

VÍRIVÝ KÚPEĽ NA NOHY
VÍRIVÝ KÚPEĽ NA NOHY



HYDROTERAPIA
HYDROTERAPIA

CASCADE

vírivý kúpeľ pre chrbát a nohy
whirling lower back and foot bath
вихревая ванна для ног



CASCADE Vírivý kúpeľ na nohy

Užitočný objem vane	165 l
Hydromasážne trysky	23x (3 zóny)
Napájanie	3 x 400 V / 50 Hz
Prikon	800 VA
Doba plnenia	2 min
Doba vyprázdenia	1,8 min
Váha	94 kg
Rozmery (d x š x v)	1520 x 870 x 1035-1060 mm

Digitálny zobrazovač

Voltielné vybavenie:

- chromatoterapia 24 svetiel (červená, modrá, zelená, žltá, oranžová, fialová, tyrkysová) s prepínaním farieb a aretáciou vybranej farby
- elektromagnetický odstraňovač vodného kameňa
- zabudovaná perlička s 45 vzduchovými tryskami, sušenie
- ozonoterapia
- magnetoterapia
- pripojenie do recyklácie vody

CASCADE Whirling foot bath

Useful tub capacity	165 l
Water jets with air addition	23 x (3 zones)
Power supply	3 x 400 V / 50 Hz
Power input	800 VA
Filling time	2 min
Drainage time	1,8 min
Weight	94 kg
Dimensions (l x w x h)	1520 x 870 x 1035-1060 mm

Digital display

Optional accessories:

- chromatotherapy – 24 lights (red, green, blue, yellow, turquoise, violet) with continuous changing and arrest of selected colour
- electromagnetic incrust stopper
- bubble grid with 45 air jets with drying
- ozone therapy
- magneto therapy
- recycling water connection

CASCADE Вихревая ванна для ног

Полезный объем ванны	165 л
Гидромассажные форсунки	23 x (3 зоны тока)
Питание	3 x 400 В / 50 Гц
Мощность	800 ВА
Время заполнения ванны	2 минуты
Время опорожнения ванны	1,8 минуты
Масса	94 кг
Размеры (д x ш x в)	1520 x 870 x 1035-1060 мм

Цифровое устройство отображения

Дополнительное оснащение

- хроматотерапия: 24 освещающих приборов /красный, синий, зеленый, желтый, фиолетовый, бирюзовый, апельсин/ с циклическим изменением цветов и настройкой одного цвета
- встроенный смягчитель воды
- встроенная пузырьковая решетка с 45 воздушными форсунками, осушение
- озонотерапия
- магнето терапия
- подключение в рециркуляцию воды



Chirana Progress, s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany, Slovakia
tel.: +421 33 79 56 210
fax.: +421 33 77 44 435
e-mail: chirana@chirana-progress.sk
www.chirana-progress.sk



dealer