


Ocean® de Luxe



aquaViva®

Ocean® de Luxe

subaquálna vírivá masáž
underwater and whirling massage
подводной и вихревой массаж



Max./užitočný objem vane	440 / 260 l
Čas naplnenia/vyprázdnenia	3,2 / 3,4 min
Napájanie	3x400 V / 50 Hz
Prikon	2500 VA
Hmotnosť	180 kg
Rozmery (d x š x v) v mm	2500 x 960 x 920
Max. tlak čerpadla	0,48 MPa
Max. prietok čerpadla	433 l/min

Základné vybavenie:

- automatické napúštanie vody (manuálne nastavenie teploty)
- automatické miešanie vody pri napúštaní
- automatické vypúštanie
- 5 zón, 134 hydromasážnych trysiek
- regulácia výkonu hydromas. trysiek
- zabudovaná perlička: 30 trysiek, automatické prisávanie vzduchu
- 5 zabudovaných a 30 nastaviteľných programov
- sprcha pre hygienickú očistu
- elektromagnetický odstraňovač vodného kameňa
- schodíky
- opierka na nohy

Doplnkové vybavenie:

- subaquálna masáž: hydromasážna hadica s reguláciou tlaku a prisávaním vzduchu
- chromatoterapia: 50 svetiel, 7 farieb,
- pripojenie do recyklácie
- napúštanie prídavnej vody (uhličitá, minerálna, ...)
- schodíky so zábradlím



Max./useful bath tub capacity	440 / 260 l
Filling/drainage time	3.2 / 3.4 min
Power supply	3x400 V / 50 Hz
Power input	2500 VA
Weight	180 kg
Dimensions (l x w x h) in mm	2500 x 960 x 920
Max. water pump pressure	0.48 MPa
Max. water pump water flow	433 l/min

Basic equipment:

- automatic water filling (manual temperature adjustment)
- automatic water mixing during filling
- automatic drainage
- 5 zones, 134 water massage jets
- water jets performance regulation by air addition
- built-in bubble grid: 30 jets, automatic air addition
- sanitary shower
- 5 built-in, 30 configurable programs
- electromagnetic incrust stopper
- steps
- leg support

Optional equipment:

- underwater massage: massage hose with pressure regulation and air mixture
- chromatotherapy: 50 lights, 7 colors
- connection to recycling system
- additive water filling (mineral, carbonic,...)
- steps with handrail



Máks./полезный объем ванны	440 / 260 л
Время наполнения/опорожнения	3,2 / 3,4 мин.
Питание	3x400 В/50 Гц
Мощность	2500 ВА
Вес	180 кг
Размеры /д x ш x в/ в мм	2500 x 960 x 920
Макс. давление насоса	0,48 Мпа
Макс.протекание насоса	433 л/мин

Основное оснащение:

- автоматический выпуск воды (мануальная настройка температуры)
- автоматическое перемешивание воды при выпуске
- автоматический выпуск
- 5 зон, 134 гидромассажных форсунок
- регуляция мощности гидромассажных форсунок
- встроенная пузырька: 30 форсунок, автоматическое подсасывание добавляемого воздуха
- 5 встроенных, 30 пользовательских программ
- душ для очистки
- электромагнит для удаления накипи
- Ступени
- Опора для ног

Дополнительное оснащение:

- подводной массаж: гидромассажный шланг с регулировкой давления и добавляемого воздуха
- хроматотерапия: 50 освещений, 7 цветов
- подключение в рециркуляцию
- выпуск добавочной воды (углекислой, минеральной,...)
- ступени с перилой

